


Лента складывающаяся ФДБ 112 90 122

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 112×90 мм×мм, 122 листов, без метки, для фетального монитора, в упаковке 100 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Исполнение                | складывающаяся          |
| Размер пачки              | 112×90 мм×мм            |
| Листов в пачке            | 122 шт.                 |
| Фотометрическая метка     | без метки               |
| Назначение                | для фетального монитора |
| Используемое оборудование | FM Cardence 240         |
| Количество в упаковке     | 100 шт.                 |

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 112×90×122 - с диаграммной сеткой.

Размеры: 112×90 мм.

В пачке: 122 листов.

Для оборудования: FM Cardence 240.

В упаковке: 100 пачек.