


Лента складывающаяся ФДБ 152 100 160

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 152×100 мм×мм, 160 листов, без метки, для фетального монитора, в упаковке 70 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	152×100 мм×мм
Листов в пачке	160 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для фетального монитора
Используемое оборудование	FM Neoventa STAN S31
Количество в упаковке	70 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 152×100×160 - с диаграммной сеткой.

Размеры: 152×100 мм.

В пачке: 160 листов.

Для оборудования: FM Neoventa STAN S31.

В упаковке: 70 пачек.