


Лента складывающаяся ФДБ 152 90 150

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 152×90 мм×мм, 150 листов, без метки, для фетального монитора, в упаковке 70 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	152×90 мм×мм
Листов в пачке	150 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для фетального монитора
Используемое оборудование	FM Corometrics 4305 BAO / Dixon 6900 / FM G6B (General Meditech) / Analogic Fetalgard lite
Количество в упаковке	70 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 152×90×150 - с диаграммной сеткой.

Размеры: 152×90 мм.

В пачке: 150 листов.

Для оборудования: FM Corometrics 4305 BAO / Dixon 6900 / FM G6B (General Meditech) / Analogic Fetalgard lite

В упаковке: 70 пачек.