

Лента складывающаяся ФДБ 240 300 500

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 240×300 мм×мм, 500 листов, без метки, для лабораторного оборудования / для ЭЭГ, в упаковке 3 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	240×300 мм×мм
Листов в пачке	500 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для лабораторного оборудования / для ЭЭГ
Используемое оборудование	ЭЭГ Biospirt / гемоанализатор «Микрос»
Количество в упаковке	3 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 240×300×500 - с диаграммной сеткой.

Размеры: 240×300 мм.

В пачке: 500 листов.

Для оборудования: ЭЭГ Biospirt / гемоанализатор «Микрос».

В упаковке: 3 пачки.