

Лента складывающаяся ФДБ 245 300 1000

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 245×300 мм×мм, 1000 листов, без метки, для ЭЭГ, в упаковке 1 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	245×300 мм×мм
Листов в пачке	1000 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭЭГ
Используемое оборудование	электроэнцефалограф Nihon Kohden NK245F 16-канальный / Neurofax 7300
Количество в упаковке	1 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 245×300×1000 - с диаграммной сеткой.

Размеры: 245×300 мм.

В пачке: 1000 листов.

Для оборудования: электроэнцефалограф Nihon Kohden NK245F 16-канальный / Neurofax 7300.

В упаковке: 1 пачка.