

Лента складывающаяся ФДБ 250 200 500

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 250×200 мм×мм, 500 листов, без метки, для ЭКГ, в упаковке 3 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	250×200 мм×мм
Листов в пачке	500 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	ЭКГ Bioset (MWZ) - 6000
Количество в упаковке	3 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 250×200×500 - с диаграммной сеткой.

Размеры: 250×200 мм.

В пачке: 500 листов.

Для оборудования: ЭКГ Bioset (MWZ) - 6000.

В упаковке: 3 пачки.