

Лента складывающаяся ФДБ 250 300 500

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 250×300 мм×мм, 500 листов, без метки, для ЭЭГ, в упаковке 3 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	250×300 мм×мм
Листов в пачке	500 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭЭГ
Используемое оборудование	ЭЭГMedicor 8X (8C) / ЭЭГ Bioscript 101
Количество в упаковке	3 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 250×300×500 - с диаграммной сеткой.

Размеры: 250×300 мм.

В пачке: 500 листов.

Для оборудования: ЭЭГMedicor 8X (8C) / ЭЭГ Bioscript 101.

В упаковке: 3 пачки.