

Лента складывающаяся ФДБ 300 300 500

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 300×300 мм×мм, 500 листов, без метки, для ЭЭГ

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	300×300 мм×мм
Листов в пачке	500 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭЭГ
Используемое оборудование	Nihon Kohden

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 300×300×500 - с диаграммной сеткой.

Размеры: 300×300 мм.

В пачке: 500 листов.

Для оборудования: Nihon Kohden.