

Лента складывающаяся ФДБ 345 300 1000

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 345×300 мм×мм, 1000 листов, без метки, для ЭКГ / для ЭЭГ, в упаковке 1 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	345×300 мм×мм
Листов в пачке	1000 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭКГ / для ЭЭГ
Используемое оборудование	ЭЭГ Nihon Kohden 7214 / NK FV345-30 / NK345F 17-канальный / Neurofax 4400
Количество в упаковке	1 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 345×300×1000 - с диаграммной сеткой.

Размеры: 345×300 мм.

В пачке: 1000 листов.

Для оборудования: ЭЭГ Nihon Kohden 7214 / NK FV345-30 / NK345F 17-канальный / Neurofax 4400.

В упаковке: 1 пачка.