


Лента складывающаяся ФДБ 50 100 300

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 50×100 мм×мм, 300 листов, без метки, для дефибриллятора, в упаковке 84 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	50×100 мм×мм
Листов в пачке	300 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для дефибриллятора
Используемое оборудование	дефибриллятор NK TEC 7721K
Количество в упаковке	84 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 50×100×300 - с диаграммной сеткой.

Размеры: 50×100 мм.

В пачке: 300 листов.

Для оборудования: дефибриллятор NK TEC 7721K.

В упаковке: 84 пачки.