


Лента складывающаяся ФДБ 110 140 142 с сеткой

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 110×140 мм×мм, 142 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 52 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	110×140 мм×мм
Листов в пачке	142 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Fukuda Denshi FX7202 / Fukuda Cardimax / FX-8322 Мединова ECG-9806
Количество в упаковке	52 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 110×140×142 - с диаграммной сеткой и фотометрической меткой.

Размеры: 110×140 мм.

В пачке: 142 листов.

Для оборудования: Fukuda Denshi FX7202 / Fukuda Cardimax / FX-8322 Мединова ECG-9806.

В упаковке: 52 пачки.