


Лента складывающаяся ФДБ 112 150 300

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 112×150 мм×мм, 300 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 30 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	112×150 мм×мм
Листов в пачке	300 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Heart Screen
Количество в упаковке	30 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 112×150×300 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой.

Размеры: 112×150 мм.

В пачке: 300 листов.

Для оборудования: Heart Screen.

В упаковке: 30 пачек.