


Лента складывающаяся ФДБ 114 70 250

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 114×70 мм×мм, 250 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 48 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	114×70 мм×мм
Листов в пачке	250 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	ЭКГ- CP50 Welch Allyn
Количество в упаковке	48 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 114×70×250 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой.

Размеры: 114×70 мм.

В пачке: 250 листов.

Для оборудования: ЭКГ- CP50 Welch Allyn.

В упаковке: 48 пачек.