


Лента складывающаяся ФДБ 210 280 215

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 210×280 мм×мм, 215 листов, с меткой, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 10 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	210×280 мм×мм
Листов в пачке	215 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Schiller AT-2 / AT-2 plus
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	10 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 210×280×215 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой.

Размеры: 210×280 мм.

В пачке: 215 листов.

Для оборудования: Schiller AT-2 / AT-2 plus.

В упаковке: 10 пачек.