

Лента складывающаяся ФДБ 210 295 150

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 210×295 мм×мм, 150 листов, с меткой, для ЭКГ, 70 г/м², в упаковке 12 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	210×295 мм×мм
Листов в пачке	150 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	MAC-1200 ST / MAC-1600
Плотность	70 г/м²
Количество в упаковке	12 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 210×295×150 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой.

Размеры: 210×295 мм.

В пачке: 250 листов.

Для оборудования: MAC-1200 ST / MAC-1600.

В упаковке: 12 пачек.