


Лента складывающаяся ФДБ 216 280 250

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 216×280 мм×мм, 250 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 6 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	216×280 мм×мм
Листов в пачке	250 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Mortara Rangoni ELI 350
Количество в упаковке	6 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 216×280×250 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой.

Размеры: 216×280 мм.

В пачке: 250 листов.

Для оборудования: Mortara Rangoni ELI 350.

В упаковке: 6 пачек.