


Лента складывающаяся ФДБ 112 90 150

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 112×90 мм×мм, 150 листов, с меткой, для фетального монитора / для КТГ, в упаковке 80 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	112×90 мм×мм
Листов в пачке	150 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для фетального монитора / для КТГ
Используемое оборудование	FM Dixon Overton 6100 / Comen Star 5000 / 5000C / КТГ G6A-plus
Количество в упаковке	80 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 112×90×150 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой с обратной стороны.

Размеры: 112×90 мм.

В пачке: 150 листов.

Для оборудования: FM Dixon Overton 6100 / Comen Star 5000 / 5000C / КТГ G6A-plus.

В упаковке: 80 пачек.