


Лента складывающаяся ФДБ 145 150 400

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 145×150 мм×мм, 400 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 20 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	145×150 мм×мм
Листов в пачке	400 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Siemens Cardiostat 3 / Fucuda Alpha-600/C 300
Количество в упаковке	20 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 145×150×400 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой с обратной стороны.

Размеры: 145×150 мм.

В пачке: 400 листов.

Для оборудования: Siemens Cardiostat 3 / Fucuda Alpha-600/C 300□

В упаковке: 20 пачек.