


Лента складывающаяся ФДБ 63 100 500

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 63×100 мм×мм, 500 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 32 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	63×100 мм×мм
Листов в пачке	500 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Fukuda / Alpha 501 AX / Fukuda / Alpha 1000 / Cardiosunny
Количество в упаковке	32 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 63×100×500 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой с обратной.

Размеры: 63×100 мм.

В пачке: 500 листов.

Для оборудования: Fukuda / Alpha 501 AX / Fukuda / Alpha 1000 / Cardiosunny.

В упаковке: 32 пачки.