


Лента складывающаяся ФДБ 210 280 300 с перфорацией

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 210×280 мм×мм, 300 листов, для
ЭКГ, 70 г/м², в упаковке 6 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	210×280 мм×мм
Листов в пачке	300 шт.
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Marquette / MAC 1-6 / 12-15
Плотность	70 г/м²
Количество в упаковке	6 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 210×280×300 - с диаграммной сеткой, с перфорацией.

Размеры: 210×280 мм.

В пачке: 300 листов.

Для оборудования: Marquette / MAC 1-6 / 12-15.

В упаковке: 6 пачек.