


Лента складывающаяся ФДБ 100 100 150

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 100×100 мм×мм, 150 листов, без метки, для фетального монитора, в упаковке 90 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	100×100 мм×мм
Листов в пачке	150 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для фетального монитора
Используемое оборудование	FM Wakeling medical AFM 210
Количество в упаковке	90 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 100×100×150 - с диаграммной сеткой.

Размеры: 100×100 мм.

В пачке: 150 листов.

Для оборудования: FM Wakeling medical AFM 210.

В упаковке: 90 пачек.