

Лента складывающаяся ФДБ 104 100 300

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 104×100 мм×мм, 300 листов, для
ЭКГ, в упаковке 42 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	104×100 мм×мм
Листов в пачке	300 шт.
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Siemens Cardiostat 31 / 31S
Количество в упаковке	42 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 104×100×300.

Размеры: 104×100 мм.

В пачке: 300 листов.

Для оборудования: Siemens Cardiostat 31 / 31S.

В упаковке: 42 пачки.