


Лента складывающаяся ФДБ 108 140 250

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 108×140 мм×мм, 250 листов, без метки, для ЭКГ, 70 г/м², в упаковке 28 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	108×140 мм×мм
Листов в пачке	250 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Mortara ELI 150
Плотность	70 г/м²
Количество в упаковке	28 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 108×140×250 - с диаграммной сеткой.

Размеры: 108×140 мм.

В пачке: 250 листов.

Для оборудования: Mortara ELI 150.

В упаковке: 28 пачек.