


Лента складывающаяся ФДБ 112 100 150

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 112×100 мм×мм, 150 листов, для
ЭКГ / для фетального монитора, в упаковке 60 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	112×100 мм×мм
Листов в пачке	150 шт.
Назначение	для ЭКГ / для фетального монитора
Используемое оборудование	FM Lateo F 500 / FM Bestman BV 610 / FM Sunray / FM GOLDWAY / UT 3000 A / ЭКГ 1206 D
Количество в упаковке	60 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 112×100×150 - с диаграммной сеткой.

Размеры: 112×100 мм.

В пачке: 150 листов.

Для оборудования: FM Lateo F 500 / FM Bestman BV 610 / FM Sunray / FM GOLDWAY / UT 3000 A / ЭКГ 1206 D.

В упаковке: 60 пачек.