


Лента складывающаяся ФДБ 116 120 250

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 116×120 мм×мм, 250 листов, без метки, для фетального монитора / для КТГ, в упаковке 36 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	116×120 мм×мм
Листов в пачке	250 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для фетального монитора / для КТГ
Используемое оборудование	FM Analogic / КТГ Sonicaid Team
Количество в упаковке	36 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 116×120×250 - с диаграммной сеткой.

Размеры: 116×120 мм.

В пачке: 250 листов.

Для оборудования: FM Analogic / КТГ Sonicaid Team.

В упаковке: 36 пачек.