


Лента складывающаяся ФДБ 120 120 250

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 120×120 мм×мм, 250 листов, без метки, для фетального монитора, в упаковке 60 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	120×120 мм×мм
Листов в пачке	250 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для фетального монитора
Используемое оборудование	FM Biosys IFM 500
Количество в упаковке	60 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 120×120×250 - с диаграммной сеткой.

Размеры: 120×120 мм.

В пачке: 250 листов.

Для оборудования: FM Biosys IFM 500.

В упаковке: 60 пачек.