


Лента складывающаяся ФДБ 90 90 270

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 90×90 мм×мм, 270 листов, без метки, для ЭКГ / для дефибриллятора, в упаковке 50 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	90×90 мм×мм
Листов в пачке	270 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭКГ / для дефибриллятора
Используемое оборудование	Schiller AT-4 / AT-104 / дефибриллятор Zoll M-series
Количество в упаковке	50 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 90×90×270 - с диаграммной сеткой.

Размеры: 90×90 мм.

В пачке: 270 листов.

Для оборудования: Schiller AT-4 / AT-104 / дефибриллятор Zoll M-series.

В упаковке: 50 пачек.