


Лента складывающаяся ФДБ 110 100 200

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 110×100 мм×мм, 200 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 50 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	110×100 мм×мм
Листов в пачке	200 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Bioset 3600 / 3700 / 3601
Количество в упаковке	50 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 110×100×200 - с диаграммной сеткой и фотометрической меткой.

Размеры: 110×100 мм.

В пачке: 200 листов.

Для оборудования: Bioset 3600 / 3700 / 3601.

В упаковке: 50 пачек.