


Лента складывающаяся ФДБ 112 100 300

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 112×100 мм×мм, 300 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 35 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	112×100 мм×мм
Листов в пачке	300 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Cardioline Delta 3+
Количество в упаковке	35 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 112×100×300 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой.

Размеры: 112×100 мм.

В пачке: 300 листов.

Для оборудования: Cardioline Delta 3+.

В упаковке: 35 пачек.