

Лента складывающаяся ФДБ 145 100 250

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 145×100 мм×мм, 250 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 24 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	145×100 мм×мм
Листов в пачке	250 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Schiller AT-6 / Nihon Kohden / FQS 145-2/5-100
Количество в упаковке	24 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 145×100×250 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой.

Размеры: 145×100 мм.

В пачке: 250 листов.

Для оборудования: Schiller AT-6 / Nihon Kohden / FQS 145-2/5-100.

В упаковке: 24 пачки.