


Лента складывающаяся ФДБ 63 75 400

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 63×75 мм×мм, 400 листов, с меткой,
для ЭКГ, в упаковке 60 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	63×75 мм×мм
Листов в пачке	400 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Fucuda FX-7102 / Nihon Kohden / Сименс Кардиостат 11
Количество в упаковке	60 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 63×75×400 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой.

Размеры: 63×75 мм.

В пачке: 400 листов.

Для оборудования: Fucuda FX-7102 / Nihon Kohden / Сименс Кардиостат 11.

В упаковке: 60 пачек.