


Лента складывающаяся ФДБ 70 100 200

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 70×100 мм×мм, 200 листов, с меткой, для ЭКГ / для дефибриллятора, в упаковке 80 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	70×100 мм×мм
Листов в пачке	200 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ / для дефибриллятора
Используемое оборудование	Schiller AT-3 / дефибриллятор Corpuls 08/16
Количество в упаковке	80 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 70×100×200 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой.

Размеры: 70×100 мм.

В пачке: 200 листов.

Для оборудования: Schiller AT-3 / дефибриллятор Corpuls 08/16.

В упаковке: 80 пачек.