


Лента складывающаяся ФДБ 80 90 280

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 80×90 мм×мм, 280 листов, с меткой,
для ЭКГ, в упаковке 39 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	80×90 мм×мм
Листов в пачке	280 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	MAC-400 / MAC-600
Количество в упаковке	39 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 80×90×280 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой.

Размеры: 80×90 мм.

В пачке: 280 листов.

Для оборудования: MAC-400 / MAC-600.

В упаковке: 39 пачек.