


Лента складывающаяся ФДБ 90 70 400

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 90×70 мм×мм, 400 листов, с меткой,  
для ЭКГ, в упаковке 45 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Исполнение                | складывающаяся |
| Размер пачки              | 90×70 мм×мм    |
| Листов в пачке            | 400 шт.        |
| Фотометрическая метка     | с меткой       |
| Назначение                | для ЭКГ        |
| Используемое оборудование | Biomedica P 80 |
| Количество в упаковке     | 45 шт.         |

Дополнительные характеристики

**Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 90×70×400** - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой.

**Размеры:** 90×70 мм.

**В пачке:** 400 листов.

**Для оборудования:** Biomedica P 80.

**В упаковке:** 45 пачек.