


Лента складывающаяся ФДБ 90 90 400

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 90×90 мм×мм, 400 листов, с меткой,
для ЭКГ / для спирометра, в упаковке 36 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	90×90 мм×мм
Листов в пачке	400 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ / для спирометра
Используемое оборудование	Schiller AT-1 / Spirovit SP 1
Количество в упаковке	36 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 90×90×400 - с диаграммной сеткой и фотометрической меткой.

Размеры: 90×90 мм.

В пачке: 400 листов.

Для оборудования: Schiller AT-1 / Spirovit SP 1.

В упаковке: 36 пачек.