

Пластыри бактерицидные ГалтеяФарм на пленочной основе

РЗН 2014/1599

пластырь, бактерицидный, нестерильный, основа пленочная, 1.6×5.7 см / 1.9×7.2 см / 2.5×7.2 см / 3.8×3.8 см, водостойкий, гипоаллергенный, в упаковке 10 шт. / 100 шт. / 200 шт.

ГАЛТЕЯФАРМ ООО, Беларусь



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	бактерицидный
Вид	нестерильный
Основа	пленочная
Размер	1.6×5.7 см / 1.9×7.2 см / 2.5×7.2 см / 3.8×3.8 см
Водостойкий	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	10 шт. / 100 шт. / 200 шт.

Описание

Лейкопластырь на пленочной основе имеет высокую клеящую способность. Благодаря наличию **перфорации** лейкопластырь отлично пропускает влагу и воздух, наружная поверхность обладает водоотталкивающей способностью.

Легко и безболезненно снимается, не оставляя следов клея на коже.

Форма выпуска: индивидуальный бумажный пакет, картонный конверт. Размеры адаптированы для ран различного размера и разных участков тела.

Основа: микроперфорированный пленочный материал телесного цвета; микроперфорированный пленочный прозрачный материал.

Клеевая масса: клей-расплав на основе синтетического каучука или гипоаллергенный акриловый клей.

Размеры и количество в упаковке:

- 1.6×5.7 см (10 шт. / 100 шт. / 200 шт. / 10000 шт.)
- 1.9×7.2 см (10 шт. / 100 шт. / 200 шт. / 8000 шт.)
- 2.5×7.2 см (10 шт. / 100 шт. / 200 шт. / 7000 шт.)
- 3.8×3.8 см (10 шт. / 100 шт. / 200 шт. / 7000 шт.)

Срок годности: 3 года.