

Пластыри бактерицидные ГалтеяФарм на тканевой основе

РЗН 2014/1599

пластырь, бактерицидный, нестерильный, основа
тканевая, 4×10 см / 6×10 см, гипоаллергенный

ГАЛТЕЯФАРМ ООО, Беларусь



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	бактерицидный
Вид	нестерильный
Основа	тканевая
Размер	4×10 см / 6×10 см
Гипоаллергенный	Да

Описание

Лейкопластырь на тканевой основе обладает высокой клеящей способностью. Хлопчатобумажная основа лейкопластыря хорошо пропускает воздух и влагу.

Лейкопластырь обеспечивает надежную фиксацию и не травмирует кожу при снятии.

Абсорбирующая подушечка пропитана 0.01-0.05% раствором хлоргексидина биглюконата.

Форма выпуска: индивидуальный бумажный пакет. Размеры лейкопластыря позволяют отрезать необходимую полоску (не обязательно сразу использовать весь лейкопластырь).

Основа: 100 % хлопчатобумажная ткань.

Клеевая масса: клей-расплав на основе синтетического каучука с цинка оксидом (наличие цинка оксида в составе клеевой массы обеспечивает минимальный риск возникновения раздражения после использования лейкопластыря) или гипоаллергенный акриловый клей.

Срок годности: 3 года.

Размеры и количество в упаковке:

- 4×10 см (50 шт. / 2500 шт.)
- 6×10 см (50 шт. / 1800 шт.)