

Пластырь фиксирующий ГалтеяФарм на нетканой основе

ФСЗ 2008/01645

катушка, фиксирующий, нестерильный, основа
нетканая, 1.25 см / 2.5 см / 4 см / 5 см × 5 м,
гипоаллергенный

ГАЛТЕЯФАРМ ООО, Беларусь



Характеристики

Исполнение	катушка
Тип	фиксирующий
Вид	нестерильный
Основа	нетканая
Размер	1.25 см / 2.5 см / 4 см / 5 см × 5 м
Гипоаллергенный	Да

Описание

Гипоаллергенное покрытие лейкопластыря подходит для всех типов кожи, не вызывая аллергической реакции и раздражения в месте приклеивания. Может применяться при лечении мокнущих ран и пролежней, для фиксации необъемных повязок, катетеров, зондов, трубок.

Лейкопластырь надежно фиксируется, снимается без боли, не травмируя кожу и не оставляя следов клея на её поверхности. Отлично пропускает воздух и влагу, позволяя коже «дышать», не вызывая мацерации.

Благодаря особой структуре основы, лейкопластырь можно легко отрывать, без использования ножниц.

Возможно нанесение надписей на внешнюю поверхность лейкопластыря.

Не следует заклеивать даже мелкие ранки и царапины без марлевой подкладки.

Предназначен для всех типов кожи.

Форма выпуска: катушка в индивидуальной картонной упаковке. Размеры адаптированы для различных участков тела.

Основа: микропористый нетканый материал.

Клеевая масса: клей-расплав на основе синтетического каучука или гипоаллергенный акриловый клей.

Размеры и количество в упаковке:

- 1.25 см × 5 м (480/60 шт.)

- 2.5 см × 5 м (256/32 шт.)

- 4 см × 5 м (200 шт.)

- 5 см × 5 м (150 шт.)

Срок годности: 4 года.