

Пластырь фиксирующий ГалтеяФарм на пленочной основе

ФСЗ 2008/01645

катушка, фиксирующий, нестерильный, основа
пленочная, 1.25 см / 2.5 см / 4 см / 5 см × 5 м,
гипоаллергенный

ГАЛТЕЯФАРМ ООО, Беларусь



Характеристики

Исполнение	катушка
Тип	фиксирующий
Вид	нестерильный
Основа	пленочная
Размер	1.25 см / 2.5 см / 4 см / 5 см × 5 м
Гипоаллергенный	Да

Описание

Прозрачный микроперфорированный лейкопластырь на пленочной основе используется для фиксации различного рода повязок и для крепления на коже вспомогательных медицинских средств.

Снимается легко, безболезненно, не оставляя следов клеевой массы на коже.

Прозрачная основа лейкопластыря дает возможность наблюдать за уровнем растворов в закрепленных на теле катетерах и трубках.

Микроперфорированная структура лейкопластыря отлично пропускает воздух и влагу, позволяя коже «дышать» не вызывая мацерации.

Не следует заклеивать даже мелкие ранки и царапины без марлевой подкладки.

Легко отрывается без использования ножниц.

Предназначен для всех типов кожи.

Форма выпуска: катушка в индивидуальной картонной упаковке. Размеры адаптированы для различных участков тела.

Основа: микроперфорированный пленочный материал.

Клеевая масса: клей-расплав на основе синтетического каучука или гипоаллергенный акриловый клей.

Размеры и количество в упаковке:

- 1.25 см × 5 м (480/60 шт.)
- 2.5 см × 5 м (256/32 шт.)
- 4 см × 5 м (200 шт.)
- 5 см × 5 м (150 шт.)

Срок годности: 4 года.