

Пластырь фиксирующий ГалтеяФарм на тканевой эластичной основе

ФСЗ 2008/01645

катушка, фиксирующий, нестерильный, основа
тканевая, 2 см / 3 см / 4 см / 5 см × 5 м,
гипоаллергенный

ГАЛТЕЯФАРМ ООО, Беларусь



Характеристики

Исполнение	катушка
Тип	фиксирующий
Вид	нестерильный
Основа	тканевая
Размер	2 см / 3 см / 4 см / 5 см × 5 м
Гипоаллергенный	Да

Описание

Тканевая эластичная основа обладает высокой механической прочностью, упругостью и клеящей способностью, хорошо пропускает воздух и влагу.

Используется для фиксации необъемных повязок на подвижных и округлых частях тела, для закрепления катетеров, канюлей, зондов и других медицинских средств.

Не следует заклеивать даже мелкие ранки и царапины без марлевой подкладки.

Предназначен для всех типов кожи.

Форма выпуска: катушка в индивидуальной картонной упаковке.

Основа: тканевая основа – полиэстер.

Клеевая масса:

Клей-расплав на основе синтетического каучука с цинка оксидом (наличие цинка оксида в составе клеевой массы обеспечивает минимальный риск возникновения раздражения после использования лейкопластыря) или гипоаллергенный акриловый клей.

Размеры и количество в упаковке:

- 2 см × 5 м (224/28 шт.)
- 3 см × 5 м (160 шт.)
- 4 см × 5 м (128 шт.)
- 5 см × 5 м (96 шт.)

Срок годности: 4 года.