

Пластырь фиксирующий ГалтеяФарм на тканевой основе

ФСЗ 2008/01645

катушка, фиксирующий, нестерильный, основа
тканевая, 1 см / 2 см / 3 см / 4 см / 5 см × 2.5 м / 5 м,
гипоаллергенный

ГАЛТЕЯФАРМ ООО, Беларусь



Характеристики

Исполнение	катушка
Тип	фиксирующий
Вид	нестерильный
Основа	тканевая
Размер	1 см / 2 см / 3 см / 4 см / 5 см × 2.5 м / 5 м
Гипоаллергенный	Да

Описание

Традиционный тканевый лейкопластырь обладает высокой механической прочностью и клеящей способностью. Предназначен для фиксации повязок, трубок, зондов, катеторов, капельниц.

Может применяться в медицинской практике и в быту.

Хлопчатобумажная основа лейкопластыря хорошо пропускает воздух и влагу.

Не следует заклеивать даже мелкие ранки и царапины без марлевой подкладки.

Предназначен для всех типов кожи.

Высокая адгезия, прочный, легко отрывается, не оставляет следов клея, не вызывает мацерации.

Форма выпуска: катушка в индивидуальной картонной или полиэтиленовой упаковке. Размеры адаптированы для различных участков тела.

Основа: 100% хлопок.

Клеевая масса:

Клей-расплав на основе синтетического каучука **с цинка оксидом** (наличие цинка оксида в составе клеевой массы обеспечивает минимальный риск возникновения раздражения после использования лейкопластыря) или гипоаллергенный акриловый клей.

Размеры и количество в упаковке:

- 1 см × 2.5 м / 5 м (384/48 шт.)
- 2 см × 2.5 м / 5 м (224/28 шт.)
- 3 см × 2.5 м / 5 м (160 шт.)
- 4 см × 2.5 м / 5 м (128 шт.)
- 5 см × 2.5 м / 5 м (96 шт.)

Срок годности: 4 года.