

Пластырь фиксирующий LuxPlast на нетканой основе

ФСЗ 2008/01611

катушка, фиксирующий, нестерильный, основа нетканая, 1.25 см / 2.5 см × 5 м, в упаковке 1 шт.

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., Южная Корея



Характеристики

Исполнение	катушка
Тип	фиксирующий
Вид	нестерильный
Основа	нетканая
Размер	1.25 см / 2.5 см × 5 м
Количество в упаковке	1 шт.

Описание

LUXPLAST на нетканой основе белый.

Описание: лейкопластырь фиксирующий в катушке.

Свойства: эластичный.

Материал: нетканый.

Цвет: белый.

Размеры:

- 1.25 см × 5 м

- 2.5 см × 5 м

Количество в упаковке: 1 шт.

Условия хранения: хранить при комнатной температуре, вдали от источников тепла, в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей, а также недоступном для детей и домашних животных месте.

Срок годности: 5 лет.