

Пластырь фиксирующий LuxPlast на полимерной основе

ФСЗ 2008/01610

катушка, фиксирующий, нестерильный, основа пленочная, 1.25 см / 2.5 см × 5 м, в упаковке 1 шт.

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., Южная Корея



Характеристики

Исполнение	катушка
Тип	фиксирующий
Вид	нестерильный
Основа	пленочная
Размер	1.25 см / 2.5 см × 5 м
Количество в упаковке	1 шт.

Описание

LUXPLAST на полимерной основе прозрачный.

Описание: лейкопластырь фиксирующий в катушке.

Свойства: перфорированный, эластичный.

Материал: полимерный.

Цвет: прозрачный.

Размеры:

- 1.25 см × 5 м

- 2.5 см × 5 м

Количество в упаковке: 1 шт.

Условия хранения: хранить при комнатной температуре, вдали от источников тепла, в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей, а также недоступном для детей и домашних животных месте.

Срок годности: 5 лет.