

Пластырь-повязка LuxPlast глазной для детей

ФСЗ 2008/01611

повязка, глазной, нестерильный, основа нетканая, 60 мм × 48 мм, паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке 7 шт.

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., Южная Корея



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	глазной
Вид	нестерильный
Основа	нетканая
Размер	60 мм × 48 мм
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	7 шт.

Описание

Набор из 7 лейкопластырей на нетканой основе. Содержимое упаковки позволяет проводить недельный курс послеоперационного лечения. Светозащитная абсорбирующая подушечка из 100% вискозы не прилипает к ране. Гипоаллергенное клеевое покрытие обеспечивает надежную фиксацию лейкопластырей и не раздражает чувствительную кожу. Снимаются без боли и не оставляют следов.

Свойства: воздухопроницаемые, перфорированные, эластичные.

Способ применения: использовать на чистой и сухой коже.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Материал: нетканый, эластична основа.

Цвет: телесный.

Вид упаковки: картон.

Количество штук в упаковке: 7 шт.

Условия хранения: хранить при комнатной температуре, вдали от источников тепла, в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей, а также недоступном для детей и домашних животных месте.

Срок годности: 5 лет.