

Пластыри бактерицидные LuxPlast Стандартные на нетканой основе

ФСЗ 2008/01611

пластырь, бактерицидный, нестерильный, основа нетканая, 19 мм × 72 мм, паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке 20 шт.

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., Южная Корея



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	бактерицидный
Вид	нестерильный
Основа	нетканая
Размер	19 мм × 72 мм
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	20 шт.

Описание

Набор из 20 лейкопластырей на нетканой основе.

Описание: нетканая основа эластична. Абсорбирующая подушечка из 100% вискозы не прилипает к ране. Специальная форма пластырей. Гипоаллергенное клеевое покрытие обеспечивает надежную фиксацию лейкопластырей и не раздражает чувствительную кожу. Снимаются без боли и не оставляют следов.

Свойства: воздухопроницаемые, перфорированные, эластичные.

Способ применения: использовать на чистой и сухой коже.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Материал: нетканый.

Цвет: телесный.

Вид упаковки: картон.

Количество штук в упаковке: 20 шт.

Условия хранения: хранить при комнатной температуре, вдали от источников тепла, в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей, а также недоступном для детей и домашних животных месте.

Срок годности: 5 лет.