

Пластыри бактерицидные LuxPlast на полимерной основе

ФСЗ 2008/01610

пластырь, бактерицидный, нестерильный, основа пленочная, 19 мм × 72 мм, водостойкий, паропроницаемый, в упаковке 10 шт.

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., Южная Корея



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	бактерицидный
Вид	нестерильный
Основа	пленочная
Размер	19 мм × 72 мм
Водостойкий	Да
Паропроницаемый	Да
Количество в упаковке	10 шт.

Описание

Водостойкие и воздухопроницаемые перфорированные лейкопластыри телесного цвета.

Описание: полимерная основа защищает рану от влаги. Абсорбирующая подушечка из 100% вискозы не прилипает к ране. Гипоаллергенное клеевое покрытие обеспечивает надежную фиксацию лейкопластырей и не раздражает чувствительную кожу. Снимаются без боли и не оставляют следов.

Свойства: водостойкие, воздухопроницаемые, перфорированные.

Способ применения: использовать на чистой и сухой коже.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Вид упаковки: стрип-лента.

Количество в упаковке: 10 шт.

Количество упаковок в блоке: 50 лент.

Условия хранения: хранить при комнатной температуре, вдали от источников тепла, в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей, а также недоступном для детей и домашних животных месте.

Срок годности: 5 лет.