

Пластыри мозольные LuxPlast от сухих мозолей

ФСЗ 2008/01610

пластырь, мозольный, нестерильный, основа пленочная, 15×70 мм, водостойкий, паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке 6 шт.

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., Южная Корея



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	мозольный
Вид	нестерильный
Основа	пленочная
Размер	15×70 мм
Водостойкий	Да
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	6 шт.

Описание

Набор из 6 лейкопластырей на полимерной основе. Обладают антимозольным действием.

Описание: полимерная основа защищает рану от влаги. Подушечка снижает давление обуви на мозольную поверхность Гипоаллергенное клеевое покрытие обеспечивает надежную фиксацию лейкопластырей и не раздражает чувствительную кожу. Снимаются без боли и не оставляют следов.

Свойства: водостойкие, воздухопроницаемые.

Способ применения: использовать на чистой и сухой коже.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Активные компоненты: салициловая кислота.

Материал: полимерный.

Цвет: телесный.

Вид упаковки: картон.

Количество штук в упаковке: 6 шт.

Условия хранения: хранить при комнатной температуре, вдали от источников тепла, в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей, а также недоступном для детей и домашних животных месте.

Срок годности: 5 лет.