

Набор пластырей LuxPlast Универсальные на полимерной основе

ФСЗ 2008/01610

набор, бактерицидный, нестерильный, основа пленочная, 12×40 мм / 19×72 мм / 25×72 мм / 38×38 мм / Ø 22 мм, водостойкий, паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке 40 шт.

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., Южная Корея



Характеристики

Исполнение	набор
Тип	бактерицидный
Вид	нестерильный
Основа	пленочная
Размер	12×40 мм / 19×72 мм / 25×72 мм / 38×38 мм / Ø 22 мм
Водостойкий	Да
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	40 шт.

Описание

Набор из 40 лейкопластырей 5-и разных размеров на полимерной основе.

Описание: полимерная основа защищает рану от влаги. Абсорбирующая подушечка из 100% вискозы не прилипает к ране. Гипоаллергенное клеевое покрытие обеспечивает надежную фиксацию лейкопластырей и не раздражает чувствительную кожу. Снимаются без боли и не оставляют следов.

Размеры:

- 12×40 мм - 10 шт.
- 19×72 мм - 16 шт.
- 25×72 мм - 4 шт.
- 38×38 мм - 4 шт.
- Ø 22 мм - 6 шт.

Свойства: водостойкие, воздухопроницаемые, перфорированные.

Способ применения: использовать на чистой и сухой коже.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Материал: полимерный.

Цвет: телесный.

Вид упаковки: картон.

Количество штук в упаковке: 40 шт.

Условия хранения: хранить при комнатной температуре, вдали от источников тепла, в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей, а также недоступном для детей и домашних животных месте.

Срок годности: 5 лет.