

Пластыри бактерицидные LuxPlast Стандартные на тканевой основе

ФСЗ 2008/01512

пластырь, бактерицидный, нестерильный, основа тканевая, 19 мм × 72 мм, паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке 20 шт.

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., Южная Корея



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	бактерицидный
Вид	нестерильный
Основа	тканевая
Размер	19 мм × 72 мм
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	20 шт.

Описание

Набор из 20 лейкопластырей на тканевой основе.

Описание: воздухопроницаемые эластичные лейкопластыри телесного цвета с абсорбирующей подушечкой из 100% вискозы для оказания первой помощи при поверхностных ранах, порезах и ссадинах. Гипоаллергенное клеевое покрытие обеспечивает надежную фиксацию пластырей и не раздражает чувствительную кожу. Снимаются без боли и не оставляют следов.

Свойства: воздухопроницаемые, эластичные.

Способ применения: использовать на чистой и сухой коже.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Материал: тканевый.

Цвет: телесный.

Вид упаковки: картон.

Количество штук в упаковке: 20 шт.

Условия хранения: хранить при комнатной температуре, вдали от источников тепла, в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей, а также недоступном для детей и домашних животных месте.

Срок годности: 5 лет.

Размещение в каталоге: +375 (17) 399-78-52