

Пластыри бактерицидные LuxPlast на тканевой основе

ФСЗ 2008/01512

пластырь, бактерицидный, нестерильный, основа тканевая, 19 мм × 72 мм, паропроницаемый, в упаковке 10 шт.

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., Южная Корея



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	бактерицидный
Вид	нестерильный
Основа	тканевая
Размер	19 мм × 72 мм
Паропроницаемый	Да
Количество в упаковке	10 шт.

Описание

Воздухопроницаемые эластичные пластыри телесного цвета.

Описание: тканевая основа эластична. Абсорбирующая подушечка из 100% вискозы не прилипает к ране. Гипоаллергенное клеевое покрытие обеспечивает надежную фиксацию лейкопластырей и не раздражает чувствительную кожу. Снимаются без боли и не оставляют следов.

Способ применения: использовать на чистой и сухой коже.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Вид упаковки: стрип-лента.

Количество в упаковке: 10 шт.

Количество упаковок в блоке: 50 лент.

Условия хранения: хранить при комнатной температуре, вдали от источников тепла, в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей, а также недоступном для детей и домашних животных месте.

Срок годности: 5 лет.